

# Echo Lumena

Equipo automatizado para la determinación de grupos sanguíneos, anticuerpos anti eritrocitos, anti globulina humana directa y pruebas de compatibilidad en técnica de aglutinación, utilizando como soporte o fase sólida, Capture (Microplaca) patentada por IMMUCOR.



**Permite realizar de manera automática e integrada los siguientes procesos:**

- Identificación de muestras y reactivos
- Homogenización de eritrocitos reactivos
- Dilución y dispensado de muestras y reactivos
- Incubación a la temperatura requerida por el tipo de prueba
- Centrifugación automática de las Microplacas
- Lectura automática de las Microplacas
- Interpretación automática de los resultados.

**Especificaciones**

Realiza Grupos Competos 25/hora  
Detección del nivel de líquido y coágulos  
Calibración automática  
Compatible con cualquier tubo primario  
Identificación por código de barras para muestras y reactivos  
Control de calidad integrado

**Accesorios**

Computadora compatible con software gráfico en español en ambiente Windows  
Programación de muestras urgentes  
Capacidad de Interface bidireccional para conectarse a computadora central  
Cuenta con No-Break para respaldo del equipo

**Diluyentes**

De acuerdo a la marca y modelo del equipo

**Refacciones**

De acuerdo a la marca y modelo del equipo

**Corriente eléctrica**

100-200V/ 50-60 Hz

**Consumibles**

Microplacas, reactivos, controles y diluyentes de acuerdo a la marca y modelo de equipo