



Medidor de Glucosa MediSmart® Ruby

Solución inteligente para el cuidado de la diabetes



Un sistema de monitoreo de glucosa de alta calidad con una pantalla grande y con un menú intuitivo fácil de usar.

- Alerta de niveles de cetonas altas.
- No requiere chip codificador.
- Altamente preciso.
- Compatible con software glucomanager de MediSmart®

Acerca de MediSmart®

MediSmart® es la marca registrada de Lobeck Medical AG, es un fabricante líder en Europa en medidores portátiles - Point of Care - de Glucosa en sangre. Los Glucómetros **MediSmart®** son productos exclusivamente con componentes de la más alta calidad y cada medidor es sometido a estricto control antes de dejar la fábrica. Tanto por su innovación y tecnología combinados con su experiencia y altos estándares de calidad, Lobeck Medical provee medidores de glucosa de muy alta precisión y fiabilidad. Lobeck Medical AG es un fabricante de dispositivos de diagnóstico y cuenta con certificados ISO 9001 e ISO 13485, sus equipos son distribuidos a nivel global por empresas especializadas en el cuidado de la diabetes.



Beneficios

- Rango de Hematocrito 20% - 60%
- Forma curvada, fácil de sujetar (ergonómica)
- Pantalla LCD grande con figuras retro-iluminadas, botones grandes
- Alta precisión según DIN EN ISO 15197
- Detección de volumen de sangre insuficiente
- Memoria de 480 pruebas con Promedios
- Atractivo diseño y puerto mini-USB
- No requiere chip codificador
- Alerta de niveles de Cetonas Altas

Especificaciones Técnicas

Especificaciones	Detalles Ruby
Tecnología	Biosensor electroquímico
Tiempo de prueba	5 segundos
Tipo de muestra	Capilar, venosa, arterial y neonatal
Tamaño de muestra	0.6 microlitros 6µL
Calibración	No requiere
Principio enzimático	Glucosa deshidrogenasa
Memoria	480 resultados
Rango de medición	20-630 mg/dl
Hematocrito	20-60%
Presentación de tiras	Frasco c/50 (2 frascos c/25)
Manejo de datos	USB
Alerta de cetonas altas	Si
Tipo de batería	2 pilas alcalinas AAA
Apagado automatico	Si despues de 3 seg
Indicador de comidas	Si



- El medidor MediSmart® RUBY y las tiras reactivas cumplen con la normativa sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro 98/79/CE

Información Para Pedidos

Catálogo	Producto	Condiciones de Almacenaje	Contenido
MS 520-010	Glucómetro Ruby MediSmart®	10-40°C	Equipo, Baterías
MS 570-010	Tiras Reactivas Ruby	2-30°C	2 Frascos con 25 Tiras