

LinkFar® Lancet

Lancetas de seguridad
Twist Lancet (Universal)

Linkfar



Reg. Sanitario
No. 0147C2021SSA

PRESENTACIÓN	FLUJO	COLOR	EMPAQUE
26 G			100 pzs

PROCEDIMIENTO

- Localice el área de punción.
- Coloque la lanceta en el área de punción.
- Presione para realizar la punción.

DESCRIPCIÓN

Lanceta Universal, compatible para el lancetero de SD Biosensor con un gramaje y profundidad apto para cualquier paciente.

- La aguja está protegida por una tapa de seguridad para mantenerla estéril
- Diseño universal
- Compatible con la mayoría de los dispositivos de punción
- Punta de aguja triple bisel
- Garantiza una nitidez superior y cantidad adecuada de muestra de sangre