

# LinkFar® Lancet

## LANCETA DE SEGURIDAD PA II

Esta **Lanceta de Seguridad** se activa a presión para la toma de muestras de sangre capilar con un diseño ergonómico para un fácil manejo.

## Lanceta de Seguridad Twist Lancet (Universal)

**Lanceta Universal**, compatible para el lancetero SD Biosensor con un gauge y profundidad apto para cualquier paciente.



### PRESENTACIÓN SEGURIDAD PA II

- Paquetes:  
100 piezas

### PRESENTACIÓN TWIST LANCET

- Lancetas 26 G:  
100 piezas

Reg. Sanitario  
Lanceta 0147C2021SSA



### ESPECIFICACIONES SEGURIDAD PAII

- Activada por presión.
- La aguja está completamente protegida antes y después de su uso.
- La aguja es retráctil.
- Resortes dobles dentro del cuerpo de la lanceta.
- Punta de aguja triple bisel.



### ESPECIFICACIONES UNIVERSALES

- Aguja protegida por una tapa de seguridad para mantenerla estéril.
- Punta de aguja de triple bisel.
- Garantiza una nitidez superior y cantidad adecuada de muestra de sangre.



### PROCEDIMIENTO

- Localice el área de punción.
- Coloque la lanceta en el área de punción.
- Presione para realizar la punción.



### CALIBRE

SEGURIDAD PAII	FLUJO	COLOR
21 G / 2.2 mm	● ● ●	■
23 G / 2.2 mm	● ● ●	■
28 G / 1.8 mm	● ●	■
UNIVERSALES		
26 G	● ●	■